

**Brezza** by CLAI ND



- Ampia gamma di prodotti in grado di soddisfare ogni applicazione analitica
- **Struttura modulare** liberamente componibile, con sistema di controllo elettronico gestibile anche da remoto.
- Produttori di generatori di Idrogeno, Azoto e Aria Zero dal 1979



**Ha bisogno di così poca manutenzione  
che vi dimenticherete di averlo**

## **NiGen LCMS**

- modelli da 35 e 100 L/min
- qualità dell'azoto garantita dalla tecnologia PSA Claind (purezza al 99.9%, senza idrocarburi, - 50° Dew Point)
- speciale compressore oil free: 14.000 ore di lavoro senza manutenzione
- esclusive interfacce per la collision cell e per l'erogazione di azoto e aria essiccata

